



Diagnostiskt centrum

Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Fysiologiska kliniken

Klinisk mikrobiologi
Smittskydd och Vårdhygien

Klinisk patologi
Vävnadscentrum

DC-nytt

2020-06-22

Klinisk kemi och transfusionsmedicin informerar

Förändring gällande Laktat med start 24/6, ca kl 16:30

Analysen har tidigare utförts på den stora kliniskt kemiska plattformen i hela Regionen. I Kalmar flyttar nu analysen till våra blodgasinstrument. Detta medför snabbare svarstider. Analysen Ledvätska-Laktat upphör med denna förändring i hela Regionen samtidigt startar analys av vP-Laktat och aP-Laktat i Kalmar.

Flytt av analysen till blodgasinstrument i Kalmar innebär rörförändring för beställningar i Kalmar, analysen tas nu i blodgasspruta (arteriellt) alternativt Na-Heparinrör med mörkblå kork (venöst). Hållbarheten är 30 minuter efter provtagning, det är därför viktigt att korrekt provtagningstid anges i Cosmic.

Kalmar kan **inte** längre ta emot laktat i Na-Fluoridrör (grå kork).

Csv-Laktat > 3,0 mmol/L är en relativt säker indikator för bakteriell meningit.

Referensintervall gällande för P-Laktat: 0,5-2,2 mmol/L.

Se våra [Provtagningsanvisningar](#) för mer information.

Innehållsansvarig:

[Tom Lundahl](#), överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin