



Diagnostiskt centrum

Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Fysiologiska kliniken

Klinisk mikrobiologi
Smittskydd och Vårdhygien

Klinisk patologi
Vävnadscentrum

DC-nytt

2020-11-17

Klinisk kemi och transfusionsmedicin informerar

Ny svarsrutin och förändrade analysgrupper gällande Csv-celler fr.o.m. 2020-11-18

Analys för celler i cerebrospinalvätska kommer att delas upp i två olika analysgrupper i Cosmic baserat på frågeställning. Frågeställning styr antal rör och vilka specifika analyser som ingår.

Den ena gruppen riktar sig till meningit-/encefalitmisstanke och demens-/MS-utredning och den andra gruppen riktar sig till misstanke om subaraknoidalblödning.

Nuvarande beställningar i Cosmic får lite förändrat utseende: Csv-Alb-Laktat-Celler (meningit/encefalit/demens/MS) respektive Csv-Spektrofotometri- Alb- Laktat-Celler (subaraknoidalblödning).

Csv-EPK < 300 x 10⁶/L kommer att besvaras som EPK < 300 x 10⁶/L. I gruppen för subaraknoidalblödning innebär det att om EPK i rör 3 besvaras Csv-EPK < 300 x 10⁶/L kommer EPK på rör 2 och 1 besvaras som Ej bedömt.

Det är viktigt att rören fylls helt för att undvika att vissa analyser inte blir besvarade.

Se våra [Provtagningsanvisningar](#) för mer information.

Innehållsansvarig:

[Tom Lundahl](#), överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin