

Clinitek Status

Användare:.....

Testremsa Lot. nr.....

Öppnad burk:.....

Level 1 – Låg nivå Lot. nr.....

Paramet.	Gluk.	Keto	Blod	Prot	Nitrit	Leuk.
Förväntat värde	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg

Tillåten avvikelse: Ingen

Datum							Sign

Level 2 – Hög nivå Lot nr.....

Paramet.	Gluk.	Keto.	Blod	Prot	Nitrit	Leuk.
Förväntat värde	1+-3+	1+4+	1+-3+	1+-3+	Pos	1+-3+

Datum							Sign

Kontrollen skall vara rumstempererad och välblandad innan kontrolltest!