



Diagnostiskt centrum

Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Fysiologiska kliniken

Klinisk mikrobiologi
Smittskydd och Vårdhygien

Klinisk patologi och cytologi
Vävnadscentrum

DC-nytt

2017-06-15

Klinisk Mikrobiologi informerar

- **Nytt rekommenderat provtagningsmaterial för Multiresistenta bakterier (MRB, VRE, ESBL och MRSA) 2017-06-16**
Använd Copan eSwab Regular (art.nr 102431), rosa kork för provtagning till samtliga screening-undersökningar för multiresistenta bakterier. Bytet innebär en något förbättrad känslighet och färre ospecifika reaktioner i vår MRSA-metod. Kolade provtagningspinnar accepteras under en övergångsperiod.
Annika Wistedt, Medicinsk chef, klinisk mikrobiologi.
- **Ny analysmetod för extraherbara nukleära antigen – ENA 2017-06-26**
Med start 2017-06-26 kommer vi på mikrobiologiska laboratoriet att analysera antikroppar mot extraherbara nukleära antigen – ENA på analysinstrumentet Phadia 250 istället för med nuvarande metod (Orgentec ENA screen). Metoderna uppvisar god överensstämmelse. Den nya screeningmetoden detekterar antikroppar mot U1RNP (RNP70, A, C), SS-A/Ro (60 kDa, 52 kDa), SS-B/La, centromer B, Scl-70 och Jo-1 och Sm. Precis som tidigare kommer positiva prover att undersökas vidare för att möjliggöra specificitetskonfirmering.
Marcus Johansson, Överläkare, klinisk mikrobiologi.
- Nu inför semestertider vill vi påminna om att **blododlingsflaskor skickas direkt till Klinisk Kemi dygnet runt** för optimal hantering.
Vi vill också påminna om våra öppettider, vi tar emot prover som anländer i rörpost eller ställs i slussen fram till 17:00 på vardagar och kl 12:00 på helger. Observera att prover som anländer senare än ovanstående tider i rörposten bli liggande i rumstemperatur till nästa dag. Midsommarafton bemannas som helgdag. Vi har därför förstärkt helgservice med odlingsdiagnostik för ineliggande patienter söndagen den 25/6.

TREVLIG SOMMAR önskar Klinisk Mikrobiologi

