

Avgränsning/Bakgrund

Biopsier används framför allt för specifika frågeställningar:
(se separata provtagningsanvisningar)

- Mykobakteriologisk odling - Externt laboratorium
- Helicobacter pylori, se provtagningsanvisning Helicobacter
- Borrelia- Hudbiopsi till externt laboratorium
- Protesinfektion/ Ledinfektion, se provtagningsanvisning vid misstänkt protesinfektion
- Actinomyces/Nocardia, se provtagningsanvisning för anaerob odling och Actinomyces/Nocardia

Övriga peroperativa biopsier med allmän bakteriologisk frågeställning behandlas här.

Provtagning

Börja alltid med att ta ett vanligt pinnprov i provtagningsområdet. Pinnprovet kan ofta ge ett snabbare svar och vid växt av blandflora kan det underlätta detektion av flera patogener i en blandflora.

Ta en liten biopsi, undvik att kontaminera med omgivande flora. Placera i buljongburk märkt "anaerob". Om tillräckligt material finns placera ytterligare en biopsi i buljongburk märkt "aerob".



Ange på remissen

Provtagningslokal

I avvaktan på transport

Förvara burkarna i rumstemperatur i avvaktan på transport.

Svar och bedömning

Negativt svar erhålls efter ca 10 dagar. Positivt svar tidigast efter 4 dagar.

Faktorer som påverkar svarets kvalitet

Frånvaro av kontaminerande flora är viktigt för undersökningens känslighet.

