



Region Kalmar län

Allmän information Compat Ella pumpen

Aggregat:

Compat Ella Spike set, artikelnummer: 10 27 91 (Nestlés artikelnummer: 900450)

Compat Ella Universal set, artikelnummer: 10 27 90 (Nestlés artikelnummer: 900449)

Spike-setet rekommenderas att användas i första hand. Det är något billigare och med färre plastdetaljer som behöver kasseras, helt i onödan i de flesta fall.

När det behövs koppling till nappflaska eller näringsdrycksflaska så används Universalsetet.

**Adapter för aggregat till Compatpump: EU Funnel Tube artikelnummer: 102 725
(Nestlés artikelnummer: 900434)**

Spruta skruv engångs 60 ml: Enteral/oral Freka ENFit artikelnummer: 102 343

WEBB- utbildning: för Compat Ella: <https://trainingcentre.compatella.com/>

Reklamation av pump: medicaldevices@se.nestle.com

Produktorder, beställning: order@se.nestle.com 020-32 35 00

Kundservice (frågor om fakturor, sök efter leveranser, felleveranser mm): 020-32 35 00
CustomerService@se.nestle.com

Konsumentrådgivning (produktfrågor, reklamation mm): 020-78 00 20
nestlehealthscience@se.nestle.com