



## Diagnostiskt centrum

Klinisk kemi och transfusionsmedicin  
Fysiologiska kliniken

Klinisk mikrobiologi  
Smittskydd och Vårdhygien

Klinisk patologi  
Vävnadscentrum

# DC-nytt

2020-05-11

---

## Klinisk kemi och transfusionsmedicin informerar

### Byte av provtagningsrör för Pleu-Albumin och Asc-Albumin

#### Analysering av perikardvätska

Vi har nu gått över till polypropenrör (urinodlingsrör) för provtagning av Pleu-Albumin och Asc-Albumin.

För perikardvätska rekommenderas samma provrörstyp som gäller för respektive analys på pleuravätska.

För albumin i ledvätska är det fortfarande K2-EDTA eller heparinrör som gäller vid provtagning.

För mer information se våra [Provtagningsanvisningar](#).

---

#### Innehållsansvarig:

[Olga Tagkalou](#), ST-läkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin