



Region Kalmar län

Diagnostiskt centrum, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Innehållsförteckning DC-nytt från Klinisk kemi och transfusionsmedicin 2020

2020-12-07

- Ändrade rutiner för prover som skickas för analys till andra laboratorier under jul och nyår

2020-11-30

- Fr.o.m. 2020-12-10 erbjuds S-NSE som akutanalys i Kalmar

2020-11-17

- Ny svarsrutin och förändrade analysgrupper gällande Csv-celler

2020-11-03

- Förändrade larmgränsvärden för P-Bilirubin, tot och P-Natrium

2020-10-20

- Förändrad svarsrutin för järnstatus (järnmättnad/TIBC) med P-Transferrin

2020-10-02

- Analys av Covid-19-prover nattetid i Västervik

2020-09-29

- Analys av S-Covid-19-antikroppar på Klinisk kemi och transfusionsmedicin

2020-08-24

- Provtagningsenheten i Oskarshamn öppnar igen 1/9

2020-06-22

- Förändring gällande Laktat med start 24/6

2020-06-04

- Ny analys: P-Antifaktor Xa, LMWH. Aktuell analys vid covid-19 infektion
- Normal service för mikroskopi faeces för Cystor och maskägg
- Svarstider för proteinundersökningar under sommaren 2020
- Provtagning på utomlänspatienter – skicka med komplett ifylld originalremiss

2020-05-11

- Byte av provtagningsrör för Pleu-Albumin och Asc-Albumin
- Analysering av perikardvätska

2020-04-21

- Ny analys: B-Lymfocyter, Covid-19

2020-04-16

- Begränsad service för mikroskopi för F-Cystor och maskägg
- Minskad analysfrekvens av F-Hemoglobin (F-Hb)

2020-04-03

- Aktuell analys vid covid-19 infektion. Analys av P-Interleukin-6 (IL-6)
- Fördröjda analys svar av kliniskt kemiska molekylärbiologiska analyser

2020-03-31

- Ny metod för mätning av Homocystein i plasma fr.o.m. 2020-04-01

2020-01-20

- Ny metod för F-Kalprotektin fr.o.m. 2020-01-22 medför nytt referensintervall och vissa skillnader i mätresultat