



Diagnostiskt centrum

Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Fysiologiska kliniken

Klinisk mikrobiologi
Smittskydd och Vårdhygien

Klinisk patologi
Vävnadscentrum

DC-nytt

2021-10-19

Klinisk kemi och transfusionsmedicin informerar

Etylenglykol byter metod

Fr.o.m. 2021-10-20 byter Etylenglykol metod från gaskromatografi till en enzymatisk metod. Vi byter även till rör med mintgrön propp (Li-Heparin med gel) då den nu analyseras i plasma.

I samband med detta ska även Etanol, Metanol, Isopropanol, Aceton, Paracetamol och Salicylat analyseras i rör med mintgrön propp (Li-Heparin med gel).

Se våra [Provtagningsanvisningar](#) för mer info.

Innehållsansvarig:

[Tom Lundahl](#), överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Tel: 84170