



Diagnostiskt centrum

Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Fysiologiska kliniken

Klinisk mikrobiologi
Smittskydd och Vårdhygien

Klinisk patologi och cytologi
Vävnadscentrum

DC-nytt

2017-09-19

Klinisk Mikrobiologi informerar

Provtagningsmaterial Quantiferon

Från och med 15/9 2017 upphör analys av det äldre Quantiferon-testet (*Quantiferon TB-Gold in Tube*) vid mikrobiologen i Kalmar. Resterande rör kan skickas in till laboratoriet eller kasseras.

Den 1/3 2017 infördes en ny version av Quantiferon-testet (*Quantiferon TB-Gold in Tube Plus*) och liksom tidigare kan de speciella rör som krävs för testen rekvireras från mikrobiologen.

/Thomas Schön, överläkare, Klinisk Mikrobiologi