



Diagnostiskt centrum

Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Fysiologiska kliniken

Klinisk mikrobiologi
Smittskydd och Vårdhygien

Klinisk patologi
Vävnadscentrum

DC-nytt

2018-03-01

Klinisk mikrobiologi informerar

Förbättrad ANCA-diagnostik

På mikrobiologiska laboratoriet utförs en screening-analys för detektion av ANCA och anti-GBM. För konfirmering samt kvantitativ analys skickas prover idag vidare till Klinisk immunologi i Linköping. Med start vecka 10 kommer vi sluta skicka prover och istället utföra denna diagnostik lokalt i Kalmar på analysinstrumentet Phadia 250 (samma metod som används i Linköping). Genom denna förändring kortas svarstiderna avsevärt. Ändringen medför att resultaten kommer återfinnas under mikrobiologifliken i Cosmic.

Innehållsansvarig:

Marcus Johansson, överläkare Klinisk Mikrobiologi