



Diagnostiskt centrum

Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Fysiologiska kliniken

Klinisk mikrobiologi
Smittskydd och Vårdhygien

Klinisk patologi
Vävnadscentrum

DC-nytt

2020-06-10

Klinisk mikrobiologi informerar

Provtagning och svarstider för SARS-CoV-2 (Covid-19) PCR, ny metod

Flera olika tekniker används nu för Covid-19 PCR, det innebär några förändringar

- 1) Efter provtagning ska provtagningspinnen skakas ordentligt i transportvätskan några sekunder och **därefter tas ur röret och kastas**.
- 2) Prov för covid-19 på som *inte* kommer från patienter inom slutenvård eller omsorg kommer att analyseras med en ny långsammare teknik. Beroende på belastning kan därför svarstiderna förlängas. Personalprov, smittspårningsprov och prov från patienter i öppen vård kommer att besvaras inom 24 timmar efter ankomsten till laboratoriet. Se [provtagningsanvisningar](#) för fördjupad information.

Innehållsansvarig: Annika Carlsson Wistedt, medicinskt ansvarig, Klinisk mikrobiologi